




AUTOMATIC LIGATING CLIP APPLIER

Effizienz trifft Präzision

- Zeitersparnis durch automatisches Nachladen
- Applikator Status Information am Handgriff sichtbar
- Automatische Sperre der Branchen nach Auslösen des letzten Clips



AUTOMATIC LIGATING CLIP APPLIER

Vorteile

Ein Clip Applikator der Komfort, Präzision und Sicherheit kombiniert.
Kein zeitraubendes Entfernen des Instruments aus dem Situs mehr notwendig um den nächsten Clip in die Branchen zu laden.

Verfügbarkeit in zwei unterschiedlichen Clip Größen für die optimale Abdeckung der verschiedenen chirurgischen Anwendungen.

Bestellinformationen			
Artikelnr.	Beschreibung	Abmessungen	VE
ELCO2ML 15	Automatic Clip Applier, inkl. 15 Preloaded Clip	5 mm / 295 mm	12 Stk.
ELCO2L 11	Automatic Clip Applier, inkl. 11 Preloaded Clip	10 mm / 285 mm	12 Stk.