


AlphaActiveGrip Micro

Bipolares 3-teiliges System




Vorteile

- Verlängerte Aufnahme mit 360° drehbarem Schaft
- Bequeme Verriegelung mit Klick-Stopp-System
- Standard-Flachstecker mit bipolarem Kabelanschluss
- Integrierte Druckregelung schützt die Elektrode vor Überlastung
- Isolierung bis zu 300 Vp
- Autoklavierbar

AlphaActiveGrip Micro

Ø 3 mm, Griff, Schäfte & Einsätze



AlphaActive Grip Micro Griff

Beschreibung	Artikelnr.
Geeignet für alle AlphaActive Grip Mikroeingsätze	T.0054.10

AlphaActive Grip Micro Schaft, drehbar

Schaftdurchmesser	Arbeitslänge	Artikelnr.
Ø 3 mm	200 mm	T.0054.24
Ø 3 mm	290 mm	T.0054.14

Bipolare Koagulationsscheren und Zangen



	Beschreibung	Arbeitslänge	Nur Einsatz Artikelnr.
	Maryland Dissektor	200 mm	T.0054.30
		290 mm	T.0054.20
	Mikro Fasszange, gefenstert	200 mm	T.0054.27
		290 mm	T.0054.17
	Mikro Schere, gebogen	200 mm	T.0054.26
		290 mm	T.0054.16