


AlphaActiveGrip & Ergo

Bipolares 3-teiliges System



AlphaActiveGrip Vorteile


- Verlängerte Aufnahme mit 360° drehbarem Schaft
- Standard-Flachstecker mit bipolarem Kabelanschluss
- Doppelscharnier, elektrisch und mechanisch mit dem Griff verbunden
- Auswechselbare Elektrodeneinsätze für unterschiedliche Anwendungen
- Das 3-teilige System ermöglicht eine gründliche und zuverlässige Reinigung und erleichtert die Reparatur oder den Austausch defekter Teile
- Isolierung bis zu 500 Vp und autoklavierbar

AlphaActiveGrip Ergo Vorteile

- Drehbarer Griff bis zu 360° mit Rotationssperre
- Verlängerte Flansche mit um 360° drehbarem Schaft
- Bequemes Verriegelungssystem
- Volle Kompatibilität der Elektrodeneinsätze AlphaActiveGrip vs. AlphaActiveGrip Ergo: Effiziente Upgrade Möglichkeit für Kunden welche von AlphaActiveGrip zu AlphaActiveGrip Ergo wechseln möchten
- Das 3-teilige System ermöglicht eine gründliche und zuverlässige Reinigung und erleichtert Reparatur oder den Austausch defekter Teile
- Isolierung bis zu 500 Vp und autoklavierbar

AlphaActiveGrip & Ergo

Ø 5 mm, Griffe & Schäfte




AlphaActiveGrip Griff

Beschreibung	Artikelnr.
Geeignet für alle AlphaActiveGrip Schäfte/Instrumente	T.0050.10

AlphaActiveGrip Schaft, drehbar

Schaftdurchmesser	Arbeitslänge	Artikelnr.
Ø 5 mm	340 mm	T.0050.14
Ø 5 mm	450 mm	T.0055.14



AlphaActiveGrip Ergo Griff, drehbar

Beschreibung	Artikelnr.
Geeignet für alle AlphaActiveGrip Ergo Schäfte/Instrumente	T.0052.10

AlphaActiveGrip Ergo Schaft, drehbar

Schaftdurchmesser	Arbeitslänge	Artikelnr.
Ø 5 mm	340 mm	T.0052.14
Ø 5 mm	450 mm	T.0057.14


AlphaActiveGrip & Ergo

Ø 5 mm, Scheren TC



Koagulationsscheren



	Beschreibung	Arbeitslänge	Nur Einsatz Artikelnr.	Komplett Artikelnr.	Komplett Artikelnr.
	Bipolare Wolfram	340 mm	T.0050.23	T.0050.07	T.0052.07
	Karbidbeschichtete Metzenbaumschere, gebogen	450 mm	T.0055.23	T.0055.07	T.0057.07

AlphaActiveGrip & Ergo

Ø 5 mm, Zangen



Koagulationszangen



	Beschreibung	Arbeitslänge	Nur Einsatz Artikelnr.	Komplett Artikelnr.	Komplett Artikelnr.
	Bipolare Faszange, gefenstert	340 mm	T.0050.17	T.0050.00	T.0052.00
		450 mm	T.0055.17	T.0055.00	T.0057.00
	Bipolare Faszange, gefenstert, gebogen	340 mm	T.0050.19	T.0050.05	T.0052.05
		450 mm	T.0055.19	T.0055.05	T.0057.05
	Bipolare Faszange fein, gezahnte Spitzen	340 mm	T.0050.18	T.0050.03	T.0052.03
		450 mm	T.0055.18	T.0055.03	T.0057.03
	Bipolarer Maryland Dissektor, gebogen	340 mm	T.0050.20	T.0050.04	T.0052.04
		450 mm	T.0055.20	T.0055.04	T.0057.04