



EnerReach

Eine Plattform, zwei Technologien.

- Tissue Sense 2.0
- Versiegelung bis 7 mm
- Kompaktes neues Design
- Touchscreen



EnerReach

Vorteile

- Eine Plattform, zwei Technologien: Advanced Bipolar und Ultraschall-Dissektion
- Automatische Energieanpassung für präzise Versiegelung durch Tissue Sense 2.0
- Reduzierte thermische Belastung des Gewebes durch minimale Wärmeentwicklung
- Sichere Versiegelung von Gefäßen bis zu 7 mm mit beiden Technologien
- Ermöglicht präzises Präparieren, Durchtrennen und sicheres Versiegeln

Bestellinformationen			
Artikelnummer Generator	Schaftlänge	Max. Anzahl Ladungen	Anzahl pro Box
OP9			
Artikelnummer Enerseal Advanced Bipolar Scheren	Gefäßversiegelung (bis zu)	Schaftlänge	Anzahl pro Box
OSA23	7 mm	23 cm	3
OSA37	7 mm	37 cm	3
OSA44	7 mm	44 cm	3
Artikelnummer Sound Reach Ultraschall Scheren	Gefäßversiegelung (bis zu)	Schaftlänge	Anzahl pro Box
SRE14	7 mm	14 cm	3
SRE23	7 mm	23 cm	3
SRE36	7 mm	36 cm	3
SRE45	7 mm	45 cm	3
Artikelnummer Transducer	Max. Anzahl Einsätze		
TRA6	100		