

Experts for medical co-operations.

**hcp+**



**LAGIS**<sup>®</sup>

***Fine Seal***

***ClearView™ Trocar System***

- True-Seal™-Design: Sorgt für eine hervorragende Abdichtung
- Sanfter Instrumentenwechsel
- Innovatives Switchdesign: Verbessert die Benutzerfreundlichkeit
- High-Flow-Insufflation: Schneller Gasfluss für optimale Operationsbedingungen
- ClearView™-Direktsicht: Bietet klare, ungehinderte Sicht während des Eingriffs



**Easy-Release-Taste**

Ermöglicht es dem Bediener den Trokar und die Hülse vom Hauptkörper zu trennen oder zu verbinden

**Absperrhahn**

90°-Drehung zum Laden oder Entladen von CO<sup>2</sup>

**Stabilitätsgewinde**

Gewährleistet, dass die Trokarhülse beim Einführen und Entfernen der Instrumente sicher in der Bauchdecke gehalten werden

**Universaldichtung**

Erhält das Pneumoperitoneum  
Geeignet für Instrumente von 5 mm bis 12 mm  
Vier-Blatt-Ventil und kreuzförmiges Ventil,  
doppelte Abdichtung, verhindert Leckagen

**Bestellinformationen**

Produktbeschreibung	Produkt Code	Durchmesser / Länge	Stück/VPE
Optischer Trokar	TRC-06VL1	5 mm / 100 mm	6
Optischer Trokar	TRC-06VL2	5 mm / 100 mm	6
Optischer Trokar	TRC-11VL1	11 mm / 108 mm	6
Optischer Trokar	TRC-11VL2	11 mm / 108 mm	6
Optischer Trokar	TRC-12VL1	12 mm / 108 mm	6
Optischer Trokar	TRC-12VL2	12 mm / 108 mm	6
Stabilisierungshülse	TRC-06L	5 mm / 100 mm	6
Stabilisierungshülse	TRC-11	11 mm / 108 mm	6
Stabilisierungshülse	TRC-12	12 mm / 108 mm	6