

# Mediflex® FlexArm™ Plus

## Noch robuster, leichtgängiger und einfacher zu verwenden!

Mediflex®, Erfinder der originalen universell einsetzbaren chirurgischen Halte- und Positioniervorrichtung FlexArm™ stellt die neueste Generation seiner Technologie vor.

Der neue FlexArm™ Plus zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Glatte, abgerundete Körper- und Knopfform
- Schnelleres, leichtgängigeres Festziehen
- Erhöhte Starrheit - bis zu zweimal stärkerer Halt als bei den Vorgängerversionen



- **Der FlexArm™ muss zum Reinigen und Sterilisieren nicht mehr ZURÜCKGESETZT werden.**

Der FlexArm™ Plus wurde für Schnelligkeit und erhöhte Starrheit ausgeführt. Mit nur 3 Drehungen des Knopfes ist der Arm starr und für einen festen Halt fixiert – Mit 3 Linksdrehungen ist der Arm für die Reinigung und Sterilisation bereit.

Der FlexArm™ Plus ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich - siehe Rückseite.

# Mediflex®

SURGICAL PRODUCTS

# Mediflex® FlexArm™ bis FlexArm™ Plus Querverweise - Bestellinformationen

Der neue universale Mediflex® FlexArm™ Plus kann in den gleichen Systemkonfigurationen wie die originalen FlexArm™ Universalsysteme bestellt werden. Eine genaue Beschreibung aller erhältlichen Systeme und Armkonfigurationen finden Sie im Katalog SHPA-0913 auf den Seiten 4 bis 7.



**FlexArm™**  
Pos. Nr.

**FlexArm Plus™**  
Pos. Nr.

## Standard-Einzelarmsystem

FlexArm™ Pos. Nr.	FlexArm Plus™ Pos. Nr.	Beschreibung
69054-QC	99054-QC	Einzelarmsystem mit Sechskant-Schnellkupplung
69054	99054	Einzelarmsystem mit fixierter Edelstahlspitze
69054-D	99054-D	Einzelarmsystem mit fixierter Delrin-Spitze

## Standard-Doppelarmsystem

69055-QC	99055-QC	Doppelarmsystem mit Sechskant-Schnellkupplungen
69055	99055	Doppelarmsystem mit fixierten Edelstahlspitzen
69055-D	99055-D	Doppelarmsystem mit fixierten Delrin-Spitzen
69055-DS	99055-DS	Doppelarmsystem mit einer fixierten Edelstahlspitze + einer fixierten Delrin-Spitze

## Einzelarmsysteme mit langer Reichweite

69054-QCLR	99054-QCLR	Einzelarmsystem, lange Reichweite, mit Sechskant-Schnellkupplung
69054-LR	99054-LR	Einzelarmsystem, lange Reichweite, mit fixierter Edelstahlspitze
69054-DLR	99054-DLR	Einzelarmsystem, lange Reichweite, mit fixierter Delrin-Spitze

## Doppelarmsysteme mit langer Reichweite

69055-QCLR	99055-QCLR	Doppelarmsystem, lange Reichweite, mit 2 Sechskant-Schnellkupplungen
69055-LR	99055-LR	Doppelarmsystem, lange Reichweite, mit fixierten Edelstahlspitzen
69055-DLR	99055-DLR	Doppelarmsystem, lange Reichweite, mit fixierten Delrin-Spitzen
69055-DSLRL	99055-DSLRL	Doppelarmsystem, lange Reichweite, mit einer fixierten Edelstahlspitze + einer fixierten Delrin-Spitze

## Zusätzlicher FlexArm™/FlexArm Plus™

69056-QC	99056-QC	Nur Arm mit Sechskant-Schnellkupplung
69056	99056	Nur Arm mit fixierter Edelstahlspitze
69056-D	99056-D	Nur Arm mit fixierter Delrin-Spitze
69056-QC-BSO1	99056-QC-BSO1	Nur Arm mit distalem Drehgelenk + Sechskant-Schnellkupplung

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Mediflex oder an Ihren örtlichen Mediflex Vertrieb



**Mediflex®**  
SURGICAL PRODUCTS

www.mediflex.com

Gebührenfrei: 1 (-800) -764 -0474

Telefon: 1 (-631) -582 -6424

Fax: 1 (-631) -582 -4520

© 2015 Flexbar Machine Corporation. Alle Rechte vorbehalten.