

Experts for medical co-operations.

hcp+



GRENA^{DG}

OMNIFINGER™

Abwinkelbarer endoskopischer Clip Applikator.

- Perfekt für schwer zugängliche anatomische Bereiche
- Einfacher Zugang und ausgezeichnete Visualisierung
- Einhand-Bedienung und bis zu 60° abwinkelbar



GRENA^{DG}

OMNIFINGER™

Vorteile

- Kompatibel mit allen Click'aV Plus™ Polymer Ligatur Clips.
- 50° artikulierbar + 10° Branchenwinkel ergeben insgesamt 60° an Winkelfreiheit.
- Die Artikulation und die 360° Rotation des Schafts mit dem Zeigefinger, ermöglichen die Einhandbedienung.
- Der Spülanschluss erleichtert die Reinigung und verhindert so mögliche Verunreinigungen.
- Nicht-zerlegbares Instrumentendesign für einfachere Instandhaltung und längere Funktionalität.
- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, Farbtonanpassung der Rotationsschraube passend zu den Clipbänkchen.



Bestellinformationen

Produktbeschreibung	Produkt Code	Schaft Ø	Trokart Ø	Arbeitslänge	Stück/VPE
Omnifinger™	0301-04MLEOMNX	5 mm	5 mm	310 mm	1
Omnifinger™	0301-04LEOMNX	10 mm	10 mm	310 mm	1
Omnifinger™	0301-04XLEOMNX	10 mm	10 mm	310 mm	1
Omnifinger™	0301-04XXLEOMNX	10 mm	10 mm	310 mm	1