

Experts for medical co-operations.

**hcp+**



Clip-Ligatur

**GRENA<sup>DG</sup>**

## **CLICK'aV PLUS**

*Polymer Ligatur Clips - Click zur Perfektion*

- Neueste Clip Generation
- Sichere Stabilität am Gewebe
- Erhöhte Sitzfestigkeit

HCP Healthcarepartner GmbH  
Wolfgangsee Straße 26, 5023 Salzburg-Guggenthal, Österreich  
T +43 (0)662/62 12 43 • F -11 • office@hcp-austria.com

[hcp-austria.com](http://hcp-austria.com)



GRENA<sup>®</sup> DG

# CLICK'aV PLUS

## Vorteile

- Fester Halt am Gewebe in beiden Richtungen.
- Erhöhte laterale Stabilität durch integrierte Zähne.
- Verlässlicher Sitz bei gefährdeten Bereichen, dort wo eine häufige Manipulation mit den Instrumenten stattfindet.
- Sicherheit bei schwierigem Zugang und eingeschränkter Sicht.
- Hohes Einsparungspotential aufgrund vergleichbarer Sicherheit wie bei Endostaplern.

### Neue Clip-Generation




Versetzte gegenüberliegende nach innen greifende Verzahnung.

### Sichere Stabilität am Gewebe



Keine Gefahr von lateralem Abrutschen durch Druck und Manipulation am Gewebe.

### Erhöhte Sitzfestigkeit



Aufgrund des einzigartigen Designs der Ausrichtung der Zähne, laterale und longitudinale Stabilität.

### Bestellinformationen

Produktbeschreibung	Produkt Code	Clip-Größe	Arbeitslänge	Farbcode	Stück/Bänkchen	Bänkchen/Box
Click'aV <sup>™</sup> Plus	0301-10ML	Medium-Large	3 - 10 mm		6	20
Click'aV <sup>™</sup> Plus	0301-10L	Large	5 - 13 mm		6	20
Click'aV <sup>™</sup> Plus	0301-10XL	Extra-Large	7 - 16 mm		6	20