



Einmal - Elektrodenhandgriff

FIAB Elektrochirurgische Einweg HF Handgriffe mit Fingerspitzensteuerung

Vorteile

- Sechskant Elektrode - Verhindert das Drehen während der Anwendung
- Spezieller Silikon O-Ring – Verhindert eindringen von Flüssigkeiten und schützt vor elektrischen Schlägen
- Hörbares Klicken bei der Aktivierung der Schalter – sofortige Identifikation
- Steckverbindungen für alle gängigen HF Generatoren (Valleylab - Erbe)
- 5m langes Anschlusskabel zur einfacheren Bedienung
- Latexfrei

Bestellinformationen		
Artikelnr.	Beschreibung	VE
F4797/5	HF Pencil mit VL-Stecker und 5 m Anschlusskabel	50 Stk.
F4797/ERB	HF Pencil mit Erbe-Stecker und 5 m Anschlusskabel	50 Stk.