



HERCULES 

Einweg Bergebeutel System

Hercules Bergebeutel in vier verschiedenen Varianten und unterschiedlichen Größen von 50 ml bis 4.000 ml Fassungsvermögen

- Vier verschiedene Versionen in indikationsbezogenen Größen
- Reißfestes Ripstop Nylon für höchste Sicherheit
- Sicherer Verschluss durch robuste Nylonfäden
- Alle Systeme mit automatischem Öffnungsmechanismus
- Farbige Schlaufen zum sicheren Einführen und Orientieren

Automatic Range

Semi-Automatic Range

Morcellation Range

Bergebeutel System

SEMI-AUTOMATIC RANGE

Product Code Standard	Product Code With long drawstring	Trocar ID	Mouth diameter	Length	Volume	Number/Box
LTX-TRB-E50	-	5 mm	38 mm	90 mm	50 ml	10
LTX-TRB-E80	-	5 mm	50 mm	135 mm	80 ml	10
LTX-TRB-E100	LTX-TRB-E100S	10 mm	60 mm	100 mm	100 ml	20
LTX-TRB-E200	LTX-TRB-E200S	10 mm	70 mm	145 mm	200 ml	20 od. 50
LTX-TRB-E500	LTX-TRB-E500S	12 mm	102 mm	175 mm	500 ml	20
LTX-TRB-E750	LTX-TRB-E750S	12 mm	102 mm	235 mm	750 ml	10
LTX-TRB-E1000	LTX-TRB-E1000S	12 mm	120 mm	240 mm	1.000 ml	10
LTX-TRB-E1200	LTX-TRB-E1200S	12 mm	170 mm	170 mm	1.200 ml	10
LTX-TRB-E2000	LTX-TRB-E2000S	12 mm	170 mm	240 mm	2.000 ml	10
LTX-TRB-E2500	LTX-TRB-E2500S	12 mm	170 mm	300 mm	2.500 ml	10

AUTOMATIC RANGE

Product Code	Trocar ID	Mouth diameter	Length	Volume	Number/Box
LTX-TRB-A150	10 mm	65 mm	105 mm	150 ml	10
LTX-TRB-A200	10 mm	65 mm	150 mm	200 ml	10
LTX-TRB-A500	10 mm	85 mm	210 mm	500 ml	10
LTX-TRB-A1000	12 mm	110 mm	150 mm	1.000 ml	10
LTX-TRB-A1500	12 mm	110 mm	200 mm	1.500 ml	10
LTX-TRB-A2000	12 mm	110 mm	250 mm	2.000 ml	10

MORCELLATION RANGE

Product Code	Trocar ID	Mouth diameter	Length	Volume	Number/Box
LTX-TRB-M2000	12 mm	140 mm	350 mm	2.000 ml	10
LTX-TRB-M4000	15 mm	165 mm	365 mm	4.000 ml	10