



-Fairmont
MEDICAL

LAPVIEW

Laparoscopic smoke filter set.

LapView ist eine laparoskopische Rauchgasentfernung die entweder passiv oder nur bei Bedarf während der OP mit starker Rauchentwicklung zum Einsatz kommt.



Fairmont
MEDICAL

LAPVIEW

Vorteile

Ein Aktivkohlefilter filtert den chirurgischen Rauch während ein wasserabweisender PTFE-Filter Partikel, Viren und Bakterien aussondert. Somit ist die Luft, die bei der Rauchgasentfernung austritt, frei von Schadstoffen und Gerüchen.

Zusätzlich ermöglicht ein Ausgangsregler dem Chirurgen die Kontrolle über die austretende Luft.

LapView ist ebenso zum Anschluss verschiedener Saugvorrichtungen entwickelt worden, wie z. B. einer Saugspül- oder Wandsauganlage. Somit ist LapView flexibel bei unterschiedlichen Setups einsetzbar.

Bestellinformationen

Produktbeschreibung	Produkt Code	Größen / Tubing ID	Stück/VPE
LapView	LESS7008	300 mm / Double	40