



GRENA^{DG}

LIGA V

Titanium Ligating Clips
Der zuverlässige Gefäßverschluss

- Hohe Festigkeit
- Biokompatibel
- MRI-tauglich





GRENA[®]DG

LIGA V

Vorteile

- Erhältlich in 4 Größen zum Ligieren von Gewebestrukturen: S, M, ML, L
- 4, 6 oder 20 Clips pro Clipbänkchen, um eine wirtschaftliche und komfortable Anwendung des Produkts zu gewährleisten
- Hergestellt aus medizinischem apyrogenem Titan
- Einfaches Ladesystem
- Farbcodierte Clipbänkchen mit dazu passenden Applikatoren zur einfachen Identifizierung

Bestellinformationen

Produktbeschreibung	Produkt Code	Clip-Größe	Spezifikation	Clip Längenangaben (mm)	Farbcode	Stück/Bänkchen	Bänkchen/Box
LigaV [®] Ligating Clips	0301-01S	Small	V-shaped titanium ligating clips	0,59 - 0,75		6	50
LigaV [®] Ligating Clips	0301-01S20	Small		0,59 - 0,75		20	14
LigaV [®] Ligating Clips	0301-01M	Medium		0,84 - 1,00		6	50
LigaV [®] Ligating Clips	0301-01M20	Medium		0,84 - 1,00		20	14
LigaV [®] Ligating Clips	0301-01ML	Medium-Large		1,16 - 1,32		6	20
LigaV [®] Ligating Clips	0301-01ML04	Medium-Large		1,16 - 1,32		4	20
LigaV [®] Ligating Clips	0301-01L	Large		1,26 - 1,42		6	20