



**MICROLINE™**  
SURGICAL

**ML-10™**

***Multi-Fire laparoskopischer Clip Applikator.***

Der M/L-10 Multi-Fire Clip Applikator ist ein wiederverwendbares Instrument mit einem vielfach einsetzbaren Handgriff in hoher Qualität. Er verfügt über eine Einweg-Ladeeinheit mit 10 oder 19 Titanclips. Die letzten beiden Clips sind jeweils farbcodiert.

**MICROLINE**  
SURGICAL

**ML-10™**

**Ladeeinheit mit Ligaturclips**



- Einzigartiges Kreuzmuster
- Ligatur von Gefäßen/Gallengang mit Durchmesser von 2 bis 5 mm
- Chirurgisches Titan
- Verschluss erfolgt von der Spitze aus für optimale Ligatur und Zuverlässigkeit
- Beständiger, gleichförmiger Verschluss



Bestellinformationen

Produktbeschreibung	Produkt Code	VE	VE/Karton
M/L-10 Multi-Fire Clip Applier	REF 1002	1	1
M/L Clip Cartridge (19 clips)	REF 1112	19	1
M/L Clip Cartridge (10 clips)	REF 1122	10	1
Spare Outer Tube	REF 1201	1	1
Sterilisationssieb	REF 3706	1	1