




**GRENA<sup>®</sup> DG**

## **NE'XGlue**

**Der chirurgische  
Zweikomponentenkleber.**

- Stärkster, flexibler Kleber
- Vielseitiges Einsatzpotential
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Sofort einsetzbar



**GRENA<sup>DG</sup>**

# NE'XGlue

## Vorteile

- 4 mal stärker als Produkte, die auf anderen Technologien basieren
- Wirkt unabhängig vom koagulopathischen Zustand des Patienten
- Polymerisiert in 20-30 Sekunden
- Sekundenschnell nach Entnahme einsetzbar
- Kann bei Raumtemperatur gelagert werden
- Kein Einfrieren, kein Aufwärmen und kein Mischen notwendig
- „Peel to open“ Verpackung für einfache Anreicherung
- Volle Aushärtung nach 2 Minuten

### Bestellinformationen

Produktbeschreibung	Produkt Code	Größen	Stück/VPE
Surgical Adhesive	0206-NX2	2 ml Einheit inkl. 4 Stk. Applikator-Spitzen	5
Surgical Adhesive	0206-NX5	3 ml Einheit inkl. 4 Stk. Applikator-Spitzen	5
Surgical Adhesive	0206-NX0	10 ml Einheit inkl. 4 Stk. Applikator-Spitzen	5

**ACHTUNG:** Verschiedene Applikator-Spitzen auch separat erhältlich