



GRENA[®] DG

RING PROTECT™

Sichere Retraktion, voller Schutz.

- Verbesserter chirurgischer Zugang
- Maximales Sichtfeld
- Schutz vor Kontamination

GRENA^{DG}

RING PROTECT™

Vorteile

- Grena Ring Protect™ ist eine saubere Lösung, um den chirurgischen Zugang zu verbessern und die inneren Organe zu schützen.
- Schützt die Wundränder vor bakterieller Kontamination oder der Verschleppung von Tumorzellen.
- Die elastische Retraktion des Ring Protect™ maximiert den Arbeitsbereich für eine bessere Visualisierung und erhöhte Exposition.
- Die perfekte Wahl für abdominale Eingriffe.

Bestellinformationen

Produktbeschreibung	Produkt Code	Typ	Rings Ø / Höhe	Stück/VPE
Grena Ring Protect™	0221-060070150	anpassbar	60 x 70 / 150 mm	5
Grena Ring Protect™	0221-080090150	anpassbar	80 x 90 / 150 mm	5
Grena Ring Protect™	0221-120130150	anpassbar	120 x 130 / 150 mm	5
Grena Ring Protect™	0221-150160150	anpassbar	150 x 160 / 150 mm	5
Grena Ring Protect™	0221-180190200	anpassbar	180 x 190 / 200 mm	5
Grena Ring Protect™	0221-180190250	anpassbar	180 x 190 / 250 mm	5
Grena Ring Protect™	0221-220230200	anpassbar	220 x 230 / 200 mm	5
Grena Ring Protect™	0221-220230250	anpassbar	220 x 230 / 250 mm	5
Grena Ring Protect™	0221-270280250	anpassbar	270 x 280 / 250 mm	5
Grena Ring Protect™	0221-320330250	anpassbar	320 x 330 / 250 mm	5