



The Tube takes you to Pylorus Station

Calibration Tube for Sleeve Gastrectomy, Gastric Bypass and Mini Gastric Bypass




*health*care partner GmbH






Temperaturstabiler Magenkalibrationsschlauch

Technische Informationen:

- ① Weiche konische Silikon-Spitze mit Bariumsulfat
- ② Jeweils sechs 4 mm Öffnungen zum Spülen und Absaugen
- ③ Präzise cm Markierung für genaue Platzierung
- ④ Spülkanülen Anschluss
- ⑤ Clip-Verschluss für Dichtigkeitsprobe
- ⑥ Farbige Codierung



TEMPERATURSTABILER MAGENKALIBRATIONSSCHLAUCH BESTELLINFORMATIONEN:

TUBE	32W	32 Fr = 10,7 mm Außendurchmesser	
TUBE	34R	34 Fr = 11,3 mm Außendurchmesser	
TUBE	36B	36 Fr = 12,0 mm Außendurchmesser	
TUBE	38G	38 Fr = 12,7 mm Außendurchmesser	
TUBE	40Y	40 Fr = 13,3 mm Außendurchmesser	