

Experts for medical co-operations.

hcp+



GRENA^{DG}

CLICK'aV UNIVERSAL ENDOSCOPIC CLIP APPLIER

Auf Anregung von Chirurgen haben wir einen universellen Clip-Applikator entwickelt, der sowohl für L- als auch für XL-Polymerclips verwendet werden kann.



GRENA^{DG}

CLICK'aV UNIVERSAL ENDOSCOPIC CLIP APPLIER

Vorteile

- Durch einfaches Umlegen der Drehschraube, kann der Anwender die gewünschte Clipgröße für das Instrument auswählen.
- Dieses Konzept trägt dazu bei, die Anzahl der

im Krankenhaus vorhandenen Applikatoren zu reduzieren und den ökologischen Fußabdruck im Zusammenhang mit der Reinigung, Desinfektion und Sterilisation der Applikatoren zu verringern.



Bestellinformationen

| Produktbeschreibung | Produkt Code | Schaft Ø | Trokar Ø | Arbeitslänge | Stück/VPE |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|-----------|
| Universal Endoscopic Clip Applier | 0301-04LXLUNE | 10 mm | 10 mm | 330 mm | 1 |