

Experts for medical co-operations.

hcp+



 **REACH SURGICAL**
A Genesis MedTech Company

iReach Omnia Stapler & Omnia Ultraflex 90

Now you can reach.

Anpassungsfähigkeit und Kontrolle bei chirurgischen Klammernahteingriffen.

HCP Healthcarepartner GmbH
Wolfgangsee Straße 26, 5023 Salzburg-Guggenthal, Österreich
T +43 (0)662/62 12 43 • F -11 • office@hcp-austria.com

hcp-austria.com

iReach Omnia Stapler

Vorteile

- Flexibel wählbare Magazinlängen von 30, 45 und 60 mm
- Elektrisches, zweistufiges Öffnen und Schließen des Instruments
- Intelligente Gewebekontrolle (Anti-Slip-Steuerung)
- Intelligente Nachlade-Erkennung
- Große Auswahl an Nachladeeinheiten
- 45° - 90° Situs Access



Herkömmliche, 60 mm Ladeeinheit

- 45° Artikulation kann bei der Positionierung in niedrigen Winkeln einschränkend wirken



Omnia Ultraflex 90

Vorteile


- Weltweit erste 90° Artikulation
- Integriertes Messer in der Nachladeeinheit
- Kompatibel mit dem iReach Omnia Powerstapler
- Nachladeeinheit mit abgestuften Klammerhöhen
- Flexibel wählbare Längen der Nachladeeinheiten von 30, 45 und 60 mm
- Optimiert die tiefe anteriore Rektumresektion (LAR)



Ultraflex 90, 60 mm Ladeeinheit

- 90° Artikulation ermöglicht es, tiefer in den Beckenbereich zu gelangen
- Saubere Resektion in sicherem Abstand zur Tumorregion mit verbessertem Zugang





Bestellinformationen iReach Omnia powered Stapler

Artikelnummer Handgriff	Schaftlänge	Max. Anzahl Ladungen	Anzahl pro Box
IDS	85 mm	16	3
IDM	155 mm	16	3
IDL	255 mm	16	3

Bestellinformationen Endo Reach Smart mechanisch

Artikelnummer	Schaftlänge	Max. Anzahl Ladungen	Anzahl pro Box
ENDORLCSZ	85 mm	25	3
ENDORLCZ	155 mm	25	3
ENDORLCLZ	255 mm	25	3

Bestellinformationen

Artikelnummer Magazine	Magazingröße	Trokar Ø	Farbcode	Klammerhöhe offen/geschlossen	Klammer- reihen	Anzahl/ Box
ID30TAN / ID30TANB	30 mm	12 mm	Braun	2 / 2,5 / 3 mm	6	6
ID45TAN / ID45TANB	45 mm	12 mm	Braun	0,75 / 1,0 / 1,25 mm	6	6
ID60TAN / ID60TANB	60 mm	12 mm	Braun	Vaskuläres / dünnes Gewebe	6	6
ID30PUL / ID30PULB	30 mm	12 mm	Lila	3 / 3,5 / 4 mm	6	6
ID45PUL / ID45PULB	45 mm	12 mm	Lila	1,25 / 1,5 / 1,75 mm	6	6
ID60PUL / ID60PULB	60 mm	12 mm	Lila	Normales / dickes Gewebe	6	6
ID45BLK	45 mm	15 mm	Schwarz	4 / 4,5 / 5 mm	6	6
ID60BLK	60 mm	15 mm	Schwarz	1,75 / 2,0 / 2,2 mm Extra dickes Gewebe	6	6

Bestellinformationen Ultraflex 90

Artikelnummer Magazine	Magazingröße	Trokar Ø	Farbcode	Klammerhöhe offen/geschlossen	Klammer- reihen	Anzahl/ Box
IDSTV30TAN / IDSTV30TANB	30 mm	12 mm	Braun	2 / 2,5 / 3 mm	6	6
IDSTV45TAN / IDSTV45TANB	45 mm	12 mm	Braun	0,75 / 1,0 / 1,25 mm	6	6
IDSTV60TAN	60 mm	12 mm	Braun	Vaskuläres / dünnes Gewebe	6	6
IDSTV30PUL / IDSTV30PULB	30 mm	12 mm	Lila	3 / 3,5 / 4 mm	6	6
IDSTV45PUL / IDSTV45PULB	45 mm	12 mm	Lila	1,25 / 1,5 / 1,25 mm	6	6
IDSTV60PUL / IDSTV60PULB	60 mm	12 mm	Lila	Normales / dickes Gewebe	6	6
IDSTV45BLK	45 mm	15 mm	Schwarz	4 / 4,5 / 5 mm	6	6
IDSTV60BLK	60 mm	15 mm	Schwarz	1,75 / 2,0 / 2,2 mm Extra dickes Gewebe	6	6